

**channel  
cleaner**<sup>®</sup>

# EFFICACIA & SICUREZZA

Sfere monouso per  
la pulizia dei canali degli  
endoscopi

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Elevato grado di pulizia
- Facilità e rapidità d'uso
- Riproducibilità e standardizzazione
- Ergonomico, rischio ridotto di malattie professionali



**CBC GROUP**

[cbcmind.com](http://cbcmind.com)




## INNOVAZIONE E SICUREZZA

La pulizia manuale degli endoscopi rappresenta il momento più critico del ricondizionamento.

Al termine dell'esame endoscopico l'operatore aspira una soluzione detergente attraverso i canali dell'endoscopio al fine di **rimuovere lo sporco più grossolano** derivante da secrezioni del paziente, muco o sangue.

Le sfere **Channel Cleaner**, aspirate dal distale dell'endoscopio, attraversano canale biottico e di aspirazione. Una trappola permette all'operatore di **verificarne la corretta espulsione**. Il **passaggio delle sfere attraverso i canali consente la pulizia e la spazzolatura delle pareti**.



**Spazzolatura** dei canali **efficace, sicura, ripetibile e veloce**, grazie a **microsfere** costituite da più di un **milione** di **fibre** delle dimensioni di pochi **micron**.

## MODELLI DISPONIBILI

Modello	Diametro Sfera
Channel Cleaner 2.0	2.0 mm
Channel Cleaner 2.8	2.8 mm
Channel Cleaner 3.2	3.2 mm

Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo di segnalazione da parte del produttore.